

# GlucoMaX

Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni



GlucoMaX aplikacija je zasnovana za pomoč diabetikom pri merjenju njihove ravni glukoze v krvi.

Potrebovali boste merilnik za merjenje glukoze v krvi MaX BT, ki bo povezan z vašim pametnim telefonom. Rezultat bo prikazan na zaslonu in po testiranju lahko rezultate pošljete po e-pošti ali jih shranite v telefon. Aplikacija GlucoMaX vam omogoča, da pregledujete zgodovino meritev, skupno poročilo, vključno z dnevnikom pa lahko delite tudi z vašim zdravnikom (tisti, ki skrbi za vas).

Z aplikacijo lahko sledite in analizirate podatke o svoji glukozi, hrani, zdravilih in športnih aktivnostih ter tako učinkoviteje nadzorujete sladkorno bolezen.



TESTNI LISTIČI

2in1! MaX

KOLIČINA PAKIRANJA 50 MERITEV



POSAMIČNO PAKIRANJE 25 MERITEV



POSAMIČNO PAKIRANJE 50 MERITEV



BREZPLAČNA ŠTEVILKA  
080 80 91

VPD, Bled, d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled, Slovenija  
tel.: 04 574 50 70, email: info@vpd.si • [www.vpd.si](http://www.vpd.si)



MaX BT • 2in1! MaX

SISTEMA ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVI



EDINSTVENA MERILNIKA  
GLUKOZE V KRVI S  
POSAMIČNO PAKIRANIMI  
TESTNIMI LISTIČI Z  
GDH FAD ENCIMOM

## INOVATIVNA TEHNOLOGIJA TESTNEGA LISTIČA 2in1. MaX

NA VOLJO TUDI POSAMIČNO  
PAKIRANJE LISTIČEV PO 25 IN 50 KOS.  
ROK UPORABE 24 MESECEV.

8 elektrod testnega lističa zagotavlja  
z merilnikom MaX in MaX BT  
izjemno točnost rezultatov.



Funkcije elektrod:

- AVTOMATSKO KODIRANJE
- ODPRAVA VPLIVA MOTENJ HEMATOKRITA
- ODPRAVA VPLIVA MOTENJ TEMPERATURE
- PREVERJANJE IZPOSTAVLJENOSTI VLAGI
- PREVERJANJE KOLIČINE VZORCA
- PREVERJANJE ALI JE VZOREC KRI ALI KONTROLNA RAZTOPINA
- PREVERJANJE MOREBITNE OKVARE LISTIČA

SISTEM ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVÍ

## NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOREKCIJE HEMATOKRITA

- za testiranje pacientov z vrednostmi hematokrita od 0-70%
- za neonatalno testiranje
- za nosečnice in anemične paciente

HCT  
0-70 %



Se brezžično  
sinhronizira z vašim  
pametnim telefonom

Pripomoček izpolnjuje zahteve  
za oznako "CE", NB (0197)

SISTEM ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVÍ

- INOVATIVNA TEHNOLOGIJA LISTIČA Z OSMIMI ELEKTRODAMI
- ŠIROK RAZPON HEMATOKRITA 0-70 %
- POSAMIČNO PAKIRANJE LISTIČEV


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:



Samodejno  
zaznavanje  
vzorca



Za neonatalno  
testiranje, za  
nosečnice, anemične  
paciente



8  
elektrod



GDH FAD  
encim



5 s  
čas meritve



Širok  
temperaturni  
razpon



Zaznavanje  
nezadostne  
količine vzorca



Brez  
kodiranja



0.5 µL  
količina vzorca



Ponovno polnjenje  
baterije



Spomin  
500 meritev



Bluetooth  
sinhronizacija



Spomin  
900 meritev



Izmet  
lističev



Opozorilo za  
hipoglikemijo

SISTEM ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVÍ